

# Neuheiten 2008 / 2009 am Merlino Rehawagen

	Beschreibung	Artikel-Nummer
	<p>Die Standardkopfstütze an den Sitzen Mini und Maxi ist nun mit einer leichten Seitenführung ausgestattet. Damit wird eine verbesserte Anlage erreicht.</p>	<p>- Serie -</p>
	<p>Neben unseren einklettbaren Rückenpelotten bieten wir nun auch feste Seitenpelotten an. Die Pelotten sind in der Höhe verstellbar. Aufschubpolster nach Maß ermöglichen eine Breiten-anpassung.</p>	<p>8..635</p>
	<p>Als optionales Zubehörteil steht ein Tisch (Unterarm-lagerung) zur Verfügung. Der Handbogen wird abgenommen und statt dessen der Tisch auf das Polster aufgesetzt.</p>	<p>8..180</p>
	<p>Die neue Sitzwinkelverstellung ermöglicht eine Sitzneigung bis zu 40°</p>	<p>- Serie -</p>

	Beschreibung	Artikel-Nummer
	<p>Die überarbeitete Merlino Fußbank ist mit Schlitzern ausgestattet. Fußfixierungen können somit einfacher montiert werden.</p>	<p>- Serie -</p>
	<p>Neu im Merlino Zubehörprogramm sind die Fußschalen. Die Merlino Fußschalen sind in der Länge auf die Fußbank abgestimmt und werden in der Rahmenfarbe des Gestells geliefert.</p>	<p>8..942</p>
	<p>Oft ist die sinnvolle Unterbringung von medizinischen Geräten am Rehawagen eine Herausforderung. Dafür steht nun der speziell für Merlino konstruierte Geräte-Trolley zur Verfügung.</p>	<p>8..120</p>
	<p>Zusätzlich neue Stoffkombination für Merlino Mini und Maxi in grau/rot</p>	<p>- Serie -</p>

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Alle Informationen Stand April 2009

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.