

# Neuheiten 2008 / 2009 am Therapierad 16“ und 20“

	Beschreibung	Artikel-Nummer
	<p>Eine Feder zur Lenkungsämpfung sorgt dafür, dass der Lenker beim Aufsteigen des Kindes nicht mehr unbeabsichtigt einschlägt und gegebenenfalls den Anschnallvorgang erschwert. Weiterhin wird abrupten Lenkbewegungen des Kindes wirksam entgegengewirkt.</p>	- Serie -
	<p>Durch ein Verstellgelenk am Lenkervorbau wird der Einstellbereich des Lenkers beträchtlich erweitert. Der Gelenkarm sorgt je nach Einbau für eine Erweiterung oder Verringerung des Abstandes zwischen Sattel und Lenker.</p>	- Serie -
	<p>Der einstellbare Kettenspanner vereinfacht wesentlich die Umstellung auf eine der drei möglichen Übersetzungen</p>	- Serie -
	<p>Neben dem normalen Vorderrahmen ist ab sofort ein verlängerter Vorderrahmen verfügbar. Die Verlängerung beträgt beim 16“ Rad 8 cm und beim 20“ Rad 12 cm. Das entsprechende Rahmenteil kann auch durch Austausch nachgerüstet werden und sorgt für eine längere Gesamtnutzungs-dauer des Therapierades.</p>	4..120

	Beschreibung	Artikel-Nummer
	<p>Eine Begrenzung des Federwegs der Stützräder ist meist bei größeren Kindern empfehlenswert. Höheres Gewicht des Kindes und ein nach oben verlagerter Schwerpunkt können dafür sorgen, dass die Stützradfedern weiter als gewünscht einfedern. Die stufenlose Einstellung des Begrenzers sorgt nun für Abhilfe.</p>	<p>4..360</p>
	<p>Zusätzliche neue Farbkombination moosgrün / anthrazit</p> <p>- weitere Farbkombinationen auf Anfrage -</p>	<p>- Serie -</p>
	<p>Zusätzliche neue Farbkombination bordeauxviolett / terrabraun</p> <p>- weitere Farbkombinationen auf Anfrage -</p>	<p>- Serie -</p>

Alle Informationen Stand April 2009.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ihr Fachhändler berät Sie gern: