


# Reha-KIT Zurüstteile

passend zu: **Storchenmühle Starlight SP**  
**Recaro Young Sport**



**Crash getestet**  
**ECE-R44/04**

## Die Philosophie

Mit den **Reha-KIT** Teilen werden die Standard-Kindersitze **Starlight SP** und **Young Sport** zu behindertengerechten Autositzen aufgerüstet.

Verschiedene Zusatzpolster sowie ein 5-Punkt-Positionier-Gurt für ältere Kinder sorgen für verbesserte Körperunterstützung. Weiterhin stehen Unterarmlagerung, Fußbank und Drehadapter zur Verfügung.

Keines der Zusatzteile führt zu einer Veränderung des Standardsitzes. Es wird weder ein zusätzliches Loch gebohrt, noch sind ergänzende Schlitze erforderlich. Jedes Teil kann einzeln benutzt werden und nach Entfernen der Zusatzteile befindet sich der Standardsitz wieder in seinem Originalzustand.

## Das Konzept

Ziel des **Reha-KIT** Systems ist es, den Standard Autositz auch für Kinder mit leichten und mittleren Behinderungen in den ECE Gruppen I bis III anwendbar zu machen. Auf der Rückseite finden sie Vorschläge für geeignete Teile in den verschiedenen Gewichtsklassen.

## Die Sicherheit

Alle Zusatzteile und Kombinationen sind erfolgreich gemäß ECE-R44/04 crash getestet. Dadurch stellen wir sicher, dass es keinen negativen Einfluss auf das Sicherheitsniveau gibt. Lassen Sie sich unbedingt die Notwendigkeit der Ergänzungsteile von Ihrem Arzt bescheinigen. Ein Vordruck hierzu findet sich auf Seite 12 der **Reha-KIT** Bedienungsanleitung.

## Die Wirtschaftlichkeit

**Storchenmühle Starlight SP** sowie **Recaro Young Sport** decken beide den Wachstumsbereich von 9 bis 36 kg ab, das sorgt für langen und wirtschaftlichen Einsatz. Ab jetzt können auch Kinder mit Behinderungen diesen Vorteil nutzen.

Lediglich die Zusatzteile sind im längeren Abstand entsprechend dem Wachstum anzupassen. Und wird der Sitz nicht mehr benötigt, kann er jederzeit als Standardsitz für das nächste Kind neue Verwendung finden.

**REHA PARTNER**

für Rehabilitations- und Orthopädietechnik



# Reha-KIT zurüstteile

## Wir empfehlen für Gruppe I (9–18 kg):

- 338180 Unterarmlagerung
- 338646 Schulterpolster Gruppe I
- 338100 Zusatz-Kopfpolster
- 300114 Gurtschlossabdeckung
- 338135 Drehadapter

## und für Gruppen II + III (15–36 kg):

- 338111 5-Punkt-Positionier-Gurt
- 338180 Unterarmlagerung
- 338645 Schulterpolster
- 338628 Oberschenkelpolster
- 300114 Gurtschlossabdeckung
- 338905 verstellbare Fußbank
- 338135 Drehadapter

- 338100 Zusatz - Kopfpolster
- 338111 5-Punkt-Positionier-Gurt mit veränderter Gurtführung
- 300114 Gurtschlossabdeckung
- 338180 Unterarmlagerung ( Tisch)
- 338646 Schulterpolster für Gruppe I
- 338647 Schulterpolster 3 cm stark
- 338648 Schulterpolster 2 cm stark
- 338649 Schulterpolster nach Maß
- 338627 Oberschenkelpolster 3 cm stark
- 338628 Oberschenkelpolster 2 cm stark
- 338629 Oberschenkelpolster nach Maß
- 338905 höhenverstellbare Fußbank
- 338135 Drehadapter



Informationsstand 05/2009.

Keine Gewähr für Änderungen und Irrtümer.

Ihr Fachhändler: