

Typenübersicht und Zubehör

Stehtrainer für Jugendliche und Erwachsene

Stehtrainer 906 für Jugendliche und Erwachsene mit zwei anatomisch geformten Beckenführungspelotten

- 906 010
- 906 020
- 906 015
- 906 025

Größe 1 von 130 – 160 cm Körpergröße
Größe 2 von 140 – 200 cm Körpergröße
Größe 1 mit vier Feststellrollen, sonst wie vor
Größe 2 mit vier Feststellrollen, sonst wie vor

Stehtrainer 907 für Jugendliche und Erwachsene mit einer Körpergröße zwischen 120 cm und 200 cm

- 907 010
- 907 015

Größe 1 mit zwei Transportrollen
Größe 2 mit vier Feststellrollen sonst wie vor

Zubehör

- 9. . 195 Aufpreis für Scherenrahmenverschluß
- 9. . 196 Aufpreis für selbstschließenden Rahmen
- 9. . 191 Schrägverstellung für Stehtrainer (inkl. Fußschalenschnellverstellung)
- 9. . 190 mechanische Aufrichthilfe
- 9. . 526 Brustpelotte
- 9. . 527 Sicherheitsgurt für Brustpelotte
- 9. . 528 Seitenpelotten für Brustpelotte
- 9. . 627 Aufpreis für geteilte Kniepelotten
- 9. . 730 Therapietisch in Kunststoff mit Rand
- 9. . 731 Therapietisch in Holz
- 9. . 732 Rand für Holztisch
- 9. . 900 Schnellverstellung der Fußschalen
- 9. . 902 Fußführung mit Kugelgelenk (nur in Verbindung mit einer Schnellverstellung)
- 907 910 Beckenrahmen-Hebelgriff
- 907 915 Beckenführungspelotten
- 907 735 Tisch schrägverstellbar und klappbar
- 906 250 Schonbezüge für Grundmodell 3-teilig
- 907 250 Schonbezüge für Grundmodell 2-teilig

Funktionsablauf



Mit dem Rollstuhl an den Stehtrainer fahren, Bremsen am Stehtrainer und Rollstuhl festsetzen, Fußriemen und den Beckenrahmen öffnen. Tisch ggf. nach oben klappen.



Fußriemen fest schließen und die Knie an die Kniepelotten anlegen.

Mit beiden Händen am Beckenrahmen nach oben ziehen ggf. durch Umgreifen an den Querrohren unter dem Tisch.



mit mechanischer Aufrichthilfe

Das Betreuungspersonal legt den Gesäßgurt um den Patienten und dreht an der Handkurbel, zum Ablassen den Verstellhebel an der Kurbel umlegen und langsam absenken.

Optische und technische Änderungen die der laufenden Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Positionsnummer

28.29.01.0005
28.29.01.0006
28.29.01.1008
28.29.01.1009

28.29.01.0007
28.29.01.1010



9. . 900



9. . 528



9. . 627



907 735

von Reha Partner für mehr Sicherheit beim täglichen Stehen

- variabel mitwachsend
- stabile Barrenbauweise
- umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten
- in vielen Farben und Ausführungen
- individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abgestimmt



Stehtrainer für folgende Indikationen:

- Querschnittslähmung
- Muskeldystrophie
- Multiple Sklerose
- cerebrale Bewegungsstörungen
- Vorbeugung von Osteoporose

Ihr Fachhandel berät Sie gern

Abbildungen zeigen optisch vergleichbare Modelle

906 für Jugendliche und Erwachsene



Der 906 bietet mit seinem stabilen Barrenaufbau ein Höchstmaß an Sicherheit beim täglichen Stehtraining. Mit den verschiedenen Beckenrahmen ist der 906 sehr variabel einzusetzen. Die Grundausstattung umfaßt:

- stabilen Standfuß mit Aussparungen für den Rollstuhl
- verstellbare Kniepelotten
- 2 Transportrollen oder 4 Lenkrollen (Zubehör)
- einzeln und in zwei Ebenen verstellbare Fußschalen
- abklappbarer und schrägverstellbarer Therapietisch
- Beckenrahmen mit zwei anatomisch geformten Pelotten

In Verbindung mit dem selbstschließenden Beckenrahmen ist es möglich, ohne zusätzliche Hilfe den Stehtrainer zu nutzen. Das Öffnen erfolgt mittels „Handgriff“ unter dem Tisch. Der selbstschließende Beckenrahmen ermöglicht Stehen ohne fremde Hilfe.



Der Tetraplegiker-Verschlußrahmen: Gute Beckenführung durch zwei anatomische Becken-Pelotten. Die Verriegelung erfolgt, – einfach zu bedienen –, mit einem Schließhebel unter dem Tisch



Die Schrägverstellung ist als Zubehör lieferbar und entlastet Gelenke und Kreislauf. Die Brustpelotte ist hierfür erforderlich. Gleichzeitig sollten die vorderen Rahmenrohre zur besseren Gewichtsverteilung, ausgezogen werden.



Type	Länge	Breite	Höhe	für Körpergröße	Gewicht
906 010	73 cm	56 cm	80–130 cm	130–160 cm	35 kg
906 020	86 cm	66 cm	90–150 cm	140–200 cm	40 kg

Fotos zeigen die Artikel teilweise mit Zubehör.

907 für Jugendliche und Erwachsene



Einfach einzustellen und sicher im täglichen Gebrauch, das sind die wichtigsten Eigenschaften des 907. Dieser Stehtrainer besteht in der Grundversion aus:

- großem Standfuß mit Aussparung für den Rollstuhl
- in zwei Ebenen verstellbaren Fußschalen
- anatomisch geformten Kniepolstern, in zwei Ebenen einstellbar
- Stufenloser Größeneinstellung durch Teleskopmittelsäule
- Neuer Beckenrahmen, mehrfach verstellbar mit gepolsterter Gesäßrolle
- Therapie- und Arbeitstisch in Längsrichtung verstellbar

Auf Wunsch auch mit schrägverstellbarem Therapie- und Arbeitstisch lieferbar. Dieser kann dann auch abgeklappt werden.



Der neue Beckenrahmen gibt Ihnen eine gute Auflagefläche zum Hochziehen und Aufstützen. Der Beckenrahmen ist mit dem Hebelgriff (auf Wunsch auch mit vereinfachter Längeneinstellung) leicht zu schließen. Die Beckenrolle sorgt für angenehmen und sicheren Stand.

Weitere Informationen zur Anpassung und Verstellung können Sie auch der Bedienungsanleitung entnehmen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

Type	Länge	Breite	Höhe	für Körpergröße	Gewicht
906 010	86 cm	66 cm	90–160 cm	120–200 cm	45 kg

Baugruppen des Stehtrainers 907 sind ges. geschützt.