

- Der denkbar kürzeste Weg zu einer perfekten Kopfstütze
- Für Patienten ohne, oder mit geringem Tonus
- Eine anatomische Lösung, mit einem angemessenem Preiskonzept
- Alle Teile können individuell zusammengestellt werden
- Sie können Ihr Testset als Probeware bestellen
- Wiedereinsatzfähig



Flächige Kopfanstützung
funktioniert nicht immer



Die Ohren bleiben frei



Der Kopf wird nur dort angestützt,
wo es notwendig ist



Die Verstellung ist ohne Werkzeug
in jedem Winkel möglich